

# Los Guantes de Nitrilo TritonGrip EC™



Los guantes de nitrilo TritonGrip EC™ ofrecen una excelente protección contra abrasiones, enganches y pinchazos, con resistencia química a la mayoría líquidos. Estos guantes texturizados cuentan con un puño extendido y son de 6 mil. de espesor para mayor protección. Son libres de polvo, no estériles y de un solo uso. No se utilizó látex en la fabricación de este producto.

## Información Sobre Pedidos

1012-47139	Pequeño, 50 / bx
1012-47140	Mediano, 50 / bx
1012-47141	Grande, 50 / bx
1012-47142	X-Large, 50/bx

### Presupuesto

Material: Nitrile  
Color: Azul

Longitud: 12 in  
Espesor del manguito: 6 mil  
Grosor de la palma: 5 mil  
Espesor del dedo: 6 mil

Resistencia a la tracción  
- Antes de envejecer: 21 MPa min  
- Después del envejecimiento: 21 MPa min

Alargamiento  
- Antes del envejecimiento: 500%  
- Después del envejecimiento: 450%

## ¡Llama para darle un presupuesto!

Para obtener más información sobre precios y promociones, comuníquese con su administrador de cuentas para obtener un presupuesto o llame al servicio al cliente al 800.533.0523



**Bound Tree**

800.533.0523 | [www.boundtree.com](http://www.boundtree.com)